



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL



RESPIRADOR DESECHABLE N95

CARBÓN ACTIVADO – EPSILON



1. DESCRIPCIÓN

El respirador EPSILON está diseñado para proteger a los trabajadores de la exposición a sustancias sólidas sin aceite. El modelo cónico de la mascarilla N95 es uno de los más utilizados en los entornos laborales. Estos modelos han sido diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de aprobación de NIOSH en cuanto a resistencia respiratoria y eficiencia de filtración.



2. CARACTERÍSTICAS

- Filtro interno excepcional para baja resistencia respiratoria.
- Clip nasal de aluminio ajustable individualmente para un ajuste excelente.
- Correas para la cabeza soldadas por ultrasonidos para un sellado seguro.
- Válvula unidireccional opcional para facilitar la exhalación.
- Puente nasal de espuma de uretano de alta densidad para una excelente condición física y comodidad del trabajador.



3. NORMAS

- Este producto ha sido probado y cumple con la norma NIOSH N95. Aprobado por NIOSH.
- Principales pruebas de rendimiento: penetración del filtro y resistencia respiratoria.
- Filtro de partículas N95 (nivel de eficiencia de filtrado del 95 %) eficaz contra aerosoles de partículas sin aceite; pueden aplicarse restricciones de tiempo de uso.



4. MATERIALES

Correas para la cabeza	
Esputa nasal	
Pinza para la nariz	
Medios filtrantes	
Válvula de exhalación	
Membrana de la válvula	
Carbón activado	

Los materiales no contienen látex y no contienen ningún látex de caucho natural.



10. ADVERTENCIAS

1. El usuario debe leer las instrucciones de ajuste y las limitaciones antes de usarlo.
2. Este respirador no protege contra el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
3. Las personas con alta sensibilidad al látex de caucho natural pueden sufrir una reacción alérgica.
4. El usuario debe realizar una prueba de ajuste cuantitativa o cualitativa realizada por un evaluador de ajuste cualificado antes de usar el respirador en un entorno contaminado, según las directrices de la OSHA, 29 CFR 1910.134.



5. APROBACIÓN

Modelo:	9500-N95VOV
Número de TC:	84A-6954



6. CLASIFICACIÓN

N-Tipo	N95 / N99 / N100	No resistente al aceite
P-Tipo	P95 / P99 / P100	A prueba de aceite
R-Tipo	R95 / R99 / R100	Resistente al aceite



7. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Vida útil de 3 años.
- La fecha de caducidad está indicada en el envase del producto.
- Antes del primer uso, comprobar siempre que el producto se encuentre dentro de la fecha de caducidad indicada.
- Almacenar en un lugar limpio y seco, a una temperatura de 5 °C a +50 °C, con una humedad relativa máxima de <75 %.
- Al almacenar o transportar este producto, utilizar el embalaje original.



8. GARANTÍA

Esta garantía limitada sustituye las garantías de comerciabilidad, idoneidad para fines específicos y cualquier otra garantía, expresa o implícita. No existen otras garantías que excedan la descripción del presente documento. Los productos vendidos cumplirán con los estándares y especificaciones físicas de Makrite.



9. LIMITACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO

- No utilice el mismo respirador durante más de 8 horas, de forma continua o intermitente, en lugares de trabajo sucios que puedan sobrecargar el filtro.
- Abandone el área contaminada y quítese el respirador si le resulta difícil respirar, si no se logra un ajuste adecuado o si el respirador está dañado, sucio o deformado.
- No vuelva a utilizar el mismo respirador una vez retirado.
- La vida útil máxima de este respirador es de cinco (5) días calendario consecutivos (incluidos los días sin uso), a partir del primer día de uso.



11. EMPAQUE

- Caja x 10 unidades
- Caja máster x 180 unidades



12. INSTRUCCIONES DE AJUSTE DEL RESPIRADOR

1. Sostenga el respirador en la mano con la pieza nasal en la punta de los dedos, permitiendo que las bandas cuelguen libremente por debajo de su mano.
2. Presione el respirador firmemente contra su cara con la pieza nasal en el puente de su nariz.
3. Estire y coloque la banda superior en la parte posterior de la cabeza. Estire la banda inferior sobre la cabeza y posicóñela debajo de sus orejas.
4. Usando ambas manos, moldee la pieza nasal a la forma de su nariz.
5. Para probar el ajuste: a) coloque ambas manos sobre el respirador teniendo cuidado de no alterar la posición, y b) exhale vigorosamente. Si hay fugas de aire alrededor de los bordes, vuelva a colocar las correas o ajuste la tensión de la correa para un mejor ajuste. Siga cuidadosamente estas instrucciones de montaje durante cada uso para lograr un ajuste adecuado.

¡Contáctenos!

☎Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ☎3145855561
servidotacionesdelhulla@gmail.com